

医療向け使い捨てガウン

# PG-20MA



感染症予防に  
検査時に  
診断時に\*



\*本品は手術等で使用するサージカルガウンではありません

## 【使用上の注意】

- ・未使用品は清潔な冷暗所に保管してください。
- ・廃棄時には汚染が飛散しないようにポリ袋等に詰め、自治体にて定められた医療廃棄物として処理方法に従い、廃棄してください。

## 【組成】

生地、紐：ポリエステル、ポリエチレン

袖口：ポリエステル、ポリエチレン、天然ゴム

発売元

PGC

パシフィック技研株式会社

〒520-2342 滋賀県野洲市野洲1772-8

TEL 077 (586) 2977